

Anti-Trop-2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P09758

商品番号: CM0007518



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、FC、ELISAで検証済みのAnti-TROP-2ラビットモノクローナル抗体。ヒトTROP-

2 (SWISS:

P09758)、腫瘍関連カルシウムシグナル伝達因子を標的とします。がん研究および診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TROP-2 Rabbit mAb
備考/別名	EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4070
免疫原	ヒトTROP-2 (NP_002344.2) のアミノ酸27-274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09758
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋