

Anti-Trop-2 Rabbit Polyclonal Antibody For If-P And Elisa - Q8Bgv3

商品番号: CM0019850

前書き

免疫蛍光およびELISAアプリケーション用のマウスTRO-
OP-
2（Tacstd2）に対するウサギポリクローナル抗体。増
殖因子受容体シグナル伝達に関与する細胞表面糖タン
パク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TROP-2 Rabbit pAb
備考/別名	Ly97; EGP-1; TROP2; GA733-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	4070
GeneID	56753
免疫原	マウスTROP-2（NP_064431.2）のアミノ酸25-270内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8BGV3
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋