


抗トロポミオシン1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P09493

商品番号: CM0014481



前書き

CamelBioは、ヒトトロポミオシン1（TPM1）に対するウサギポリクローナル抗体を提供しており、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用に適しています。33 kDaのタンパク質を検出し、マウスと交差反応します。細胞骨格および筋収縮の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	トロポミオシン1 ウサギ pAb
別名	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomyosin 1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7168
遺伝子ID	7168
免疫原	ヒトトロポミオシン1 (NP_001018008.1) のアミノ酸1-245番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09493
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋