


トロポミオシン1 ウサギ モノクローナル抗体（Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa用） - P09493

商品番号: CM0005540



前書き

トロポミオシン1 ウサギ mAb（WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA用）；マウス、ラットと交差反応します。アクチン結合、筋収縮調節、および細胞骨格安定化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トロポミオシン1 ウサギ mAb
備考/別名	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomyosin 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7168
遺伝子ID	7168
免疫原	合成ペプチド；ヒト トロポミオシン1 (P09493) のアミノ酸185-284領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P09493
タンパク質分子量	33 kDa
配送	アイスバッグ