

Wb、Elisa用抗トロポニンI1/TnI1モノクローナル抗体 - P19237

商品番号: CM0007880

前書き

ヒトトロポニンI1（遅筋骨格筋）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに使用可能。ラットと交差反応します。骨格筋研究および診断開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Troponin I1/TnI1 ウサギmAb
備考／別名	TNNI; SSTNI; Troponin I1/TnI1
種	ヒト
GeneID	7135
免疫原	ヒトTroponin I1/TnI1（P19237）のアミノ酸1～187に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P19237
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ