

抗トロポニンI2 (Tnni2) ウサギポリクローナル抗体、Wb・Elisa対応 - P48788

商品番号: CM0025050



前書き

ヒトトロポニンI2 (TNNI2) に対するウサギポリクローナル抗体で、N末端1~100アミノ酸フラグメントを免疫源として作製されています。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示し、筋収縮調節の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トロポニンI2 (TNNI2) ウサギpAb
備考/別名	DA2B; FSSV; DA2B1; fsTnI; AMCD2B; トロポニンI2 (TNNI2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7136
免疫原	ヒトトロポニンI2 (TNNI2) (NP_003273.1) のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P48788
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋梱包