

WbおよびElisa用Anti-Trove2/Ssa2ポリクローナル抗体 - P10155

商品番号: CM0031034

前書き

TROVE2/SSA2 (Ro60自己抗原)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAが検証済みです。自己免疫疾患およびRNA生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TROVE2 Rabbit pAb
備考/別名	SSA2; RORNP; TROVE2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6738
GeneID	6738
免疫原	ヒトTROVE2 (NP_004591.2) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10155
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋