

ウエスタンブロット・Elisa用抗Troy/Tnfrsf19 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ns68

商品番号: CM0002139

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗TROY/TNFRSF19
ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTROYタンパク質（約46 kDa）と反応します。アポトーシスおよびNF-κBシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TROY/TNFRSF19 ウサギmAb
備考/別名	TAJ; TROY; TRADE; TAJ-alpha; TROY/TNFRSF19
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55504
免疫原	ヒトTROY/TNFRSF19（Q9NS68）のアミノ酸100～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NS68
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	氷袋