


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Trpc1ポリクローナル抗体 - P48995

商品番号: CM0013687



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギ抗TRPC1ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのTRPC1（受容体活性化カルシウムチャネル）と反応します。イオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPC1 Rabbit pAb
備考/別名	TRP1; HTRP-1; TRPC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7220
GeneID	7220
免疫原	ヒトTRPC1 (NP_001238774.1) のアミノ酸400-500領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48995
タンパク質分子量	91kDa
配送	アイスバッグ