


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Trpc1ウサギモノクローナル抗体 - P48995

商品番号: CM0008349



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗TRPC1抗体。ヒト、マウス、ラットのTRPC1（約88/91 kDa）を検出します。イオンチャネルおよびカルシウムシグナル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPC1 ウサギ mAb
備考/別名	TRP1; HTRP-1; TRPC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7220
遺伝子ID	7220
免疫原	合成ペプチド ヒトTRPC1 (P48995) のアミノ酸400-500に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48995
タンパク質分子量	88kDa/91kDa
発送	保冷バッグ