


Wb、Elisa用抗Trpc3ポリクローナル抗体 - Q13507

商品番号: CM0028605



前書き

ウサギ由来ヒトTRPC3（TRP3、SCA41）に対するポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的は神経シグナル伝達に参与するカルシウムチャネルです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPC3 ウサギ pAb
備考/別名	TRP3, SCA41, TRPC3
種	ヒト
GeneID	7222
免疫原	ヒトTRPC3 (NP_001124170.1) のアミノ酸500～600領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13507
タンパク質分子量	106kDa
発送方法	保冷剤