


抗Trpc4ポリクローナル抗体 (Wb & Elisa用) - Q9Ubn4

商品番号: CM0027104



前書き

ヒトTRPC4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。カルシウムチャネルおよび血管内皮細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPC4 ウサギpAb
備考/別名	TRP4; HTRP4; HTRP-4; TRPC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7223
GeneID	7223
免疫原	ヒトTRPC4の768-977アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_057263.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9UBN4
タンパク質重量	112kDa
配送	アイスバッグ