


抗Trpc5ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Ul62

商品番号: CM0013734



前書き

ヒトTRPC5に対するアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。カルシウムチャネルや神経機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPC5 Rabbit pAb
別名	TRP5; PPP1R159; TRPC5
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7224
GeneID	7224
免疫原	ヒトTRPC5（NP_036603.1）のアミノ酸800-900領域内の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UL62
タンパク質分子量	111kDa
発送方法	保冷剤