


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Trpc6 ポリクローナル抗体 - Q9Y210

商品番号: CM0030032



前書き

ヒトTRPC6に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。Gq共役シグナル伝達および足細胞恒常性に重要なカルシウム透過性カチオンチャネルを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TRPC6 ウサギ pAb
備考/別名	TRP6; FSGS2; TRPC6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7225
GeneID	7225
免疫原	ヒトTRPC6 (NP_004612.2) のアミノ酸466-565に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y210
タンパク質分子量	106 kDa
発送	保冷バッグ