

WbおよびElisa用Anti-Trpm1ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z4N2

商品番号: CM0023075

前書き

Western

BlotおよびELISAでバリデーション済みのTRPM1ウサギポリクローナル抗体。網膜の光応答および転移抑制の可能性に関与するヒトTRPM1と反応します。視覚および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPM1ウサギpAb
備考・別名	MLSN1; CSNB1C; LTRPC1; TRPM1
生物種	ヒト
遺伝子ID	4308
免疫原	ヒトTRPM1（NP_002411.3）のアミノ酸1460～1540に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Z4N2
タンパク質分子量	182kDa
輸送	保冷バッグ