


## Wb、If-P、Elisa用抗Trpm2ウサギポリクローナル抗体 - O94759

商品番号: CM0025537



### 前書き

ウエスタンブロッティング（WB）、免疫蛍光（IF-P）、ELISAで検証済みの高品質ウサギ抗TRPM2ポリクローナル抗体です。マウスおよびラットTRPM2と交差反応します。イオンチャネル、酸化ストレス、カルシウムシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 仕様                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名       | TRPM2 Rabbit pAb                                            |
| 別名        | KNP3; EREG1; TRPC7; LTRPC2; NUDT9H; LTrpC-2; NUDT9L1; TRPM2 |
| 種         | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID（ヒト） | 7226                                                        |
| 免疫原       | ヒトTRPM2（NP_003298.1）のアミノ酸1204～1503番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質     |
| 起源        | ウサギ                                                         |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                   |
| 用途        | WB、IF-P、ELISA                                               |
| 交差反応性     | マウス、ラット                                                     |
| SWISS     | O94759                                                      |
| タンパク質分子量  | 171kDa                                                      |
| 輸送方法      | 氷袋                                                          |