


Wb・Elisa用抗Trpm4モノクローナル抗体 - Q8Td43

商品番号: CM0008700



前書き

ヒトTRPM4を対象とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。心血管研究、神経科学研究、免疫研究におけるカルシウム活性化カチオンチャネル機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPM4 ウサギmAb
別名	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54795
遺伝子ID	54795
免疫原	ヒトTRPM4 (NP_060106.2) のアミノ酸1097～1214番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TD43
タンパク質分子量	134kDa
輸送方法	氷袋