


Wb、Elisa用抗Trpm8ウサギモノクローナル抗体 - Q7Z2W7

商品番号: CM0008943



前書き

ヒトTRPM8（Q7Z2W7）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。前立腺癌などの腫瘍における冷感知イオンチャネル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPM8 ウサギmAb
備考/別名	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79054
遺伝子ID	79054
免疫原	ヒトTRPM8 (Q7Z2W7) のアミノ酸900～1000領域の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Z2W7
タンパク質分子量	128kDa
輸送方法	氷袋