


Wb、Elisa用 抗Trpm8 ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z2W7

商品番号: CM0029724



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質TRPM8ウサギポリクローナル抗体です。温度感覚と前立腺がんに関与する冷感知イオンチャネルであるヒトTRPM8を検出します。研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPM8 Rabbit pAb
別名	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	79054
免疫原	ヒトTRPM8 (NP_076985.4) のアミノ酸980～1104に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Z2W7
タンパク質分子量	128kDa
輸送方法	氷袋