


## Anti-Trpm8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q7Z2W7

商品番号: CM0016752



## 前書き

## TRPM8 Rabbit

pAbは、ヒトTRPM8の組換えタンパク質を用いてウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証されており、ヒトおよびマウスのTRPM8（128 kDa）と交差反応します。寒冷受容およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | TRPM8 Rabbit pAb                                        |
| 備考/別名       | TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8                   |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 79054                                                   |
| GeneID      | 79054                                                   |
| 免疫原         | ヒトTRPM8 (NP_076985.4) のアミノ酸880-960に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 供給源         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS       | Q7Z2W7                                                  |
| タンパク質分子量    | 128kDa                                                  |
| 配送          | 氷袋                                                      |