

Anti-Trps1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uhf7

商品番号: CM0028198

前書き

TRPS1（亜鉛指転写抑制因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。発生生物学および骨格研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPS1 Rabbit pAb
備考/別名	GC79; LGCR; TRPS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7227
GeneID	7227
免疫原	ヒトTRPS1 (NP_054831.2) のアミノ酸20-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UHF7
タンパク質分子量	142kDa
配送	アイスバッグ