


Wb、Elisa用 抗Trpv1ウサギモノクローナル抗体 - Q8Ner1

商品番号: CM0007184



前書き

ヒトTRPV1を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。疼痛および感覚神経科学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPV1ウサギmAb
備考/別名	VR1; TRPV1
種	ヒト
遺伝子ID	7442
免疫原	ヒトTRPV1 (NP_542435.2) のアミノ酸725-839に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8NER1
タンパク質分子量	95kDa
発送	保冷バッグ