


Wb、Elisa用抗Trpv3ポリクローナル抗体 - Q8Net8

商品番号: CM0028200



前書き

TRPV3ウサギpAbはヒトTRPV3（SWISS: Q8NET8）を標的とし、WBおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性を有します。温度知覚、イオンチャンネル、皮膚科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPV3 ウサギpAb
別名	OLMS; VRL3; OLMS1; FNEPPK2; TRPV3
対象種	ヒト
遺伝子ID	162514
免疫原	ヒトTRPV3（NP_659505.1）のアミノ酸400-500領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8NET8
タンパク質分子量	91kDa
発送	氷袋梱包