


Wb・Elisa用抗Trpv4モノクローナル抗体 - Q9Hba0

商品番号: CM0007439



前書き

WBおよびELISAで検証済みのTRPV4ウサギモノクローナル抗体は、浸透圧感受性、機械的感覚、関節恒常性に関与する非選択的カルシウムチャネルであるヒトTRPV4を検出します – UniProt Q9HBA0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPV4 ウサギmAb
別名	SMAL; VRL2; BCM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	59341
遺伝子ID	59341
免疫原	ヒトTRPV4 (NP_067638.3) のアミノ酸771-871番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HBA0
タンパク質分子量	98kDa
輸送方法	保冷剤