


WbおよびElisa用抗Trpv4ポリクローナル抗体 - Q9Hba0

商品番号: CM0027152



前書き

C末端領域内の合成ペプチドを免疫原として作製された、ヒトTRPV4を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAへの使用に適しており、ヒトサンプルでの検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPV4 Rabbit pAb
別名	SMAL; VRL2; BCM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
対象種	ヒト
遺伝子ID	59341
免疫原	ヒトTRPV4 (NP_067638.3) のアミノ酸800～871番領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HBA0
タンパク質分子量	98kDa
輸送方法	氷袋