


抗Trpv5ポリクローナル抗体（ウサギ） Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q9Nqa5

商品番号: CM0025872



前書き

ヒトTRPV5（CAT2/ECAC1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。カルシウム輸送および腎臓研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPV5 ウサギ pAb
備考/別名	CAT2; ECAC1; OTRPC3; TRPV5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56302
免疫原	ヒトTRPV5（NP_062815.3）のアミノ酸655-725に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQA5
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ