


抗Trrapポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Y4A5

商品番号: CM0019854



前書き

TRRAPウサギポリクローナル抗体（Q9Y4A5）は、W B、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、ラットのT RRAP（約438 kDa）を認識します。クロマチンリモデリングおよびMYC転写研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRRAP Rabbit pAb
備考/別名	Tra1; TR-AP; DEDDFA; DFNA75; PAF400; STAF40; PAF350/400; TRRAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8295
GeneID	8295
免疫原	TRRAP（NP_001231509.1）のアミノ酸3660～3859番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9Y4A5
タンパク質分子量	438kDa
発送	氷袋