

## Wb、Elisa用抗Trβ1/Thrbポリクローナル抗体 - P10828

商品番号: CM0020158



## 前書き

ヒト甲状腺ホルモン受容体ベータ（TRβ1、THRB）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。核内受容体研究、転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TRβ1/THRB ウサギpAb                                                                                                                  |
| 備考／別名      | TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRB1; THRB2; TRbeta; THRBeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRBeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TRβ1/THRB |
| 種          | ヒト                                                                                                                                |
| GeneID（ヒト） | 7068                                                                                                                              |
| GeneID     | 7068                                                                                                                              |
| 免疫原        | ヒトTRβ1/THRB（NP_000452.2）のアミノ酸1～263に相当する配列を含む組換え融合タンパク質                                                                            |
| 由来         | ウサギ                                                                                                                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                                                                         |
| 用途         | WB、ELISA                                                                                                                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                                                                        |
| SWISS      | P10828                                                                                                                            |
| タンパク質分子量   | 53kDa                                                                                                                             |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                                                                                             |