

WbおよびElisa用抗トリプトファニルTrnaシンテターゼ1モノクローナル抗体 - P23381

商品番号: CM0011247



前書き

ヒトトリプトファニルtRNAシンテターゼ1（WARS1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。翻訳および血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トリプトファニルtRNAシンテターゼ1ウサギmAb
備考／別名	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; トリプトファニルtRNAシンテターゼ1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7453
遺伝子ID	7453
免疫原	ヒトトリプトファニルtRNAシンテターゼ1（P23381）のアミノ酸3～98を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23381
タンパク質分子量	53kDa
配送	保冷バッグ