

Wb、Elisa用抗トリプトファニル-Trnaシンテターゼ1ポリクローナル抗体 - P23381

商品番号: CM0029005



前書き

ヒトのトリプトファニル-tRNAシンテターゼ1 (TrpRS/WARS) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質翻訳および血管新生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トリプトファニル-tRNAシンテターゼ1 ウサギ pAb
備考/別名	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA synthetase 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7453
GeneID	7453
免疫原	組換えタンパク質 ヒトトリプトファニル-tRNAシンテターゼ1 (NP_776049.1) のアミノ酸1~270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23381
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	氷袋