

Wb、Ihc-

P、Elisa用抗トリプトファニルTrna合成酵素1ウサギモノクローナル抗体 - P23381

商品番号: CM0007232



前書き

ヒトトリプトファニルtRNA合成酵素1（WARS1）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。タンパク質合成、血管新生、インターフェロンシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トリプトファニルtRNA合成酵素1 ウサギmAb
備考/別名	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA synthetase 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7453
遺伝子ID	7453
免疫原	ヒトトリプトファニルtRNA合成酵素1 (P23381) のアミノ酸372-471の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P23381
タンパク質分子量	53kDa
配送	保冷バッグ