


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tsc1ポリクローナル抗体 - Q92574

商品番号: CM0014066



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗TSC1（ハマルチン）抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。mTOR経路研究および腫瘍抑制因子の分析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSC1 Rabbit pAb
備考/別名	LAM; TSC; TSC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7248
GeneID	7248
免疫原	ヒトTSC1 (NP_000359.1) のアミノ酸600～700番目の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92574
タンパク質分子量	130kDa
輸送方法	保冷剤