


抗Tsc2ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - P49815

商品番号: CM0021027



前書き

mTORC1制御因子チューベリン（TSC2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。栄養感知、細胞増殖、結節性硬化症複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSC2 Rabbit pAb
別名	LAM, TSC4, PP1R160, TSC2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7249
GeneID	7249
免疫原	TSC2 (NP_000539.2) のアミノ酸1531～1807番に対応する組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49815
タンパク質分子量	201kDa
輸送方法	保冷剤