


Anti-Tsc2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P49815

商品番号: CM0015183



前書き

ヒトTSC2（tuberin）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のTSC2を検出し、mTORC1シグナル伝達および結節性硬化症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSC2 Rabbit pAb
備考/別名	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7249
GeneID	7249
免疫原	ヒトTSC2 (NP_000539.2) のアミノ酸1160-1255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49815
タンパク質分子量	201kDa
配送	アイスバッグ