


Anti-Tsc2 (Tuberin) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P49815

商品番号: CM0003082



前書き

ヒトTSC2 (Tuberin) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。ヒトと反応します。分子量は約201 kDa。mTOR/TSCシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSC2 Rabbit mAb
備考/別名	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7249
GeneID	7249
免疫原	合成ペプチド：ヒトTuberin (P49815) のアミノ酸1700-1807領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49815
タンパク質分子量	201kDa
配送	アイスバッグ