

If/Icc、Elisa用抗Tsc22D3ポリクローナル抗体 - Q99576

商品番号: CM0024611

前書き

ヒトTSC22D3（GILZ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAに適しています。ラットと交差反応します。アポトーシス、炎症、グルココルチコイドシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSC22D3 ウサギ pAb
略称/別名	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1831
免疫原	ヒトTSC22D3（NP_004080.2）のアミノ酸1～100番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q99576
タンパク質分子量	15kDa
輸送方法	氷袋