

Wb、Elisa用 抗Tsc22D3 ポリクローナル抗体 - Q99576

商品番号: CM0029722

前書き

ヒトTSC22D3 (GILZ, DSIPI)
を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB
およびELISAで検証済み。アポトーシス、炎症、グル
ココルチコイドシグナル伝達の研究に最適。体外診断
用医薬品（IVD）原料開発に信頼性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSC22D3 ウサギ pAb
備考/別名	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1831
GeneID	1831
免疫原	ヒトTSC22D3 (NP_004080.2) のアミノ酸58-134に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99576
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷バッグ