

Wb、Elisa用抗Tsen2ポリクローナル抗体 - Q8Nce0

商品番号: CM0029700



前書き

ヒトTSEN2（tRNAスプライシングエンドヌクレアーゼサブユニットSen2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。RNAプロセッシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSEN2 ウサギ pAb
備考／別名	SEN2; PCH2B; SEN2L; TSEN2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80746
遺伝子ID	80746
免疫原	ヒトTSEN2（NP_079541.1）のアミノ酸1～220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NCE0
タンパク質分子量	53kDa
発送	氷袋