

Wb、Elisa用抗Tsen54ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z6J9

商品番号: CM0017065



前書き

RNAプロセッシングと神経変性に関与するtRNAスプライシングエンドヌクレアーゼサブユニットTSEN54を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSEN54 Rabbit pAb
別名	PCH4; PCH5; PCH2A; sen54; SEN54L; TSEN54
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	283989
GeneID	283989
免疫原	ヒトTSEN54 (NP_997229.2) のアミノ酸1〜300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z6J9
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	氷袋