


Anti-Tsfm Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P43897

商品番号: CM0012838



前書き

ヒトTSFM（ミトコンドリア伸長因子Ts）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア翻訳および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSFM Rabbit pAb
備考/別名	EFTS; EFTSMT; TSFM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10102
遺伝子ID	10102
免疫原	ヒトTSFM (NP_001166167.1) のアミノ酸245-346に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43897
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋