

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Tsg101/Vps23

ウサギポリクローナル抗体 - Q99816

商品番号: CM0024057



前書き

ヒトTSG101/VPS23に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。ESCRT-I複合体、エクソソーム、ウイルス出芽研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSG101/VPS23 ウサギ pAb
備考/別名	TSG10, VPS23, TSG101/VPS23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7251
GeneID	7251
免疫原	ヒトTSG101/VPS23 (NP_006283.1) のアミノ酸291-390に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99816
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ