

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tsg101/Vps23ウサギポリクローナル抗体 - Q99816

商品番号: CM0019779



前書き

TSG101/VPS23（ESCRT-Iサブユニット）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。エンドソーム輸送、ウイルス出芽、エクソソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSG101/VPS23ウサギpAb
備考／別名	TSG10; VPS23; TSG101/VPS23
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7251
GeneID	7251
免疫原	ヒトTSG101/VPS23（NP_006283.1）のアミノ酸291～390内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99816
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷剤