


抗Tshbウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01222

商品番号: CM0015625



前書き

ヒトTSHB（TSH-ベータ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。甲状腺ホルモンおよび代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSHBウサギpAb
備考／別名	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7252
免疫原	ヒトTSHB（NP_000540.2）のアミノ酸50からC末端までの配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01222
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷バッグ