

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tshrウサギポリクローナル抗体 - P16473

商品番号: CM0028019



### 前書き

CamelBioのTSHRウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用にヒト、マウス、ラットのTSHRを検出します。甲状腺ホルモンシグナル伝達および受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TSHRウサギ pAb                                                         |
| 備考/別名      | LGR3; CHNG1; hTSHR-I; TSHR                                          |
| 種          | ヒト                                                                  |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7253                                                                |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトTSHR (NP_001018046.1) のアミノ酸21-253に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                           |
| 適用         | WB、IHC-P、ELISA                                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                          |
| SWISS      | P16473                                                              |
| タンパク質分子量   | 87kDa                                                               |
| 配送         | 保冷バッグ                                                               |