


Anti-Tshz3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q63Hk5

商品番号: CM0023087



前書き

WBおよびELISAに検証済みの高品質TSHZ3ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのTSHZ3タンパク質（神経発達および尿管平滑筋の形成に重要な転写制御因子）を検出します。神経科学および発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSHZ3 Rabbit pAb
備考/別名	TSH3; ZNF537; TSHZ3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57616
GeneID	57616
免疫原	ヒトTSHZ3 (NP_065907.2) のアミノ酸791-890に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q63HK5
タンパク質分子量	119kDa
配送	氷袋