


Wb、Ihc、If、Elisa用抗Tslpウサギモノクローナル抗体 - Q969D9

商品番号: CM0007391



前書き

WB、IHC、IF、ELISA用組換えウサギモノクローナルTSLP抗体（SWISS: Q969D9）。ヒトおよびマウスと交差反応します。樹状細胞の成熟およびアレルギー性炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSLP Rabbit mAb
備考/別名	TSLP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85480
GeneID	85480
免疫原	ヒトTSLP (NP_149024.1) のアミノ酸29-159に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q969D9
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ