

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tslpウサギポリクローナル抗体 - Q969D9

商品番号: CM0018588



前書き

ヒトTSLPに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。TSLPを介した樹状細胞の成熟化とアレルギー性炎症の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSLP Rabbit pAb
別名	TSLP
由来種	ヒト
GeneID	85480
免疫原	ヒトTSLP (NP_149024.1) のアミノ酸29～159番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969D9
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	氷袋梱包