


Wb、Elisa用抗Tsnaxウサギポリクローナル抗体 - Q99598

商品番号: CM0016324



前書き

ヒトTSNAX（TRAX、C3PO）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。RNAサイレンシング複合体や精子形成の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSNAX ウサギpAb
別名	C3PO; TRAX; TSNAX
対象種	ヒト
GeneID	7257
免疫原	ヒトTSNAX（NP_005990.1）のアミノ酸1～290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99598
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋梱包