

Wb、Elisa用 抗Tspan18 ポリクローナル抗体 - Q80Wr1

商品番号: CM0024013

前書き

マウスTspan18に対するウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットに対する反応性が検証済みです。Tspan18はORAI1の局在とCa²⁺シグナリングを調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tspan18 ウサギ pAb
備考/別名	6720430O15; 2610042G18Rik; Tspan18
種	マウス
GeneID	241556
免疫原	合成ペプチド：マウスTspan18（NP_899003.1）のアミノ酸149-248に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q80WR1
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ