

抗Tspan31ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q12999

商品番号: CM0015655

前書き

ヒトTSPAN31（SAS）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。膜タンパク質研究、癌研究、IVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSPAN31 ウサギpAb
別名	SAS; TSPAN31
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6302
遺伝子ID	6302
免疫原	ヒトTSPAN31（NP_005972.1）のアミノ酸95～175番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12999
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋梱包